

## JB-1A磁力搅拌器



### 功能特征

简易型磁力搅拌器, 调速稳定, 噪音低, 可使溶液在短时间内从静止形成涡流, 并可长时间连续工作。

### 技术参数

型号	JB-1A
搅拌容量	0~2000mL
搅拌速度	0~1250rpm
工作面板尺寸	直径145mm
工作面板材质	PC
搅拌棒尺寸	30(长)×7(直径)mm
电源类型	AC 220V/50Hz
外形尺寸	185(直径)×75(高)mm
重量	0.6kg

## MS200/300/400磁力搅拌器



### 功能特征

- 高性能磁力搅拌器, 配有温度探棒。
- 可设定多个工作参数, 例如: 加热温度, 恒温温度, 搅拌时间等。
- 按键调速调节, 控制电机由慢至快逐渐增速。
- 外置温度传感器, 可按设定温度自动加热或恒温。
- 1点温度校准, 可修正当前温度值并确保温控的精确性。

### 标准配置

- 磁力搅拌棒
- 温度探棒(MS300/400型配置)

### 技术参数

型号	MS200	MS300	MS400
搅拌容量	0~2000mL		
搅拌速度	0~1250rpm		
加热温度	—	0~300°C	0~400°C
定时工作范围	0至999分钟		
工作面板尺寸	135(长)×135(宽)mm		
工作面板材质	不锈钢		
搅拌棒尺寸	30(长)×7(直径)mm		
电源类型	AC 220V/50Hz		
外形尺寸	230(长)×180(宽)×120(高)mm		
重量	2.2kg		