

JB-1A卡通型磁力搅拌器



功能特征:

简易型磁力搅拌器, 采用直流电机配以磁铁组件制造, 转速可在0至1250转每分钟之间连续可调。仪器调速稳定, 噪音低, 可使溶液在短时间内从静止形成涡流, 并可长时间连续工作。

标准配置: 搅拌棒

技术参数:

型号	JB-1A
搅拌容量	0~2000mL
搅拌速度	0~1250rpm
工作面板尺寸	直径145mm
工作面板材质	PC
搅拌棒	30(长)×7(直径)mm
电源类型	AC 220V/50Hz
外形尺寸	185(直径)×75(高)mm
仪器重量	0.6kg

MS200/300/400加热磁力搅拌器



功能特征:

- 加热磁力搅拌器可设定多个工作参数, 例如: 加热温度, 恒温温度, 搅拌时间等, 仪器最大工作时间达900分钟。
- 按键转速设定, 控制电机由慢至快逐渐增速, 防止马达突然增速而导致的搅拌棒失速。
- 外置温度传感器可浸入目标液体并按设定温度值自动加热或恒温。
- 大屏幕液晶显示屏具有温度, 时间及动画图标显示, 您可以通过显示图标了解搅拌速度, 加热及恒温状况。
- 1点温度校准, 可修正温度值, 确保仪器控温精度。

标准配置:

搅拌棒, 温度探棒(仅MS300/400型配置)

技术参数:

型号	MS200	MS300	MS400
搅拌容量	0~2000mL		
搅拌速度	0~1250rpm		
加热温度	—	300°C	400°C
定时工作范围	0~999分钟		
工作面板尺寸	135(长)×135(宽)mm		
工作面板材质	不锈钢		
搅拌棒	30(长)×7(直径)mm		
电源类型	AC 220V/50Hz		
外形尺寸	230(长)×180(宽)×120(高)mm		
仪器重量	2.2kg		