

JB-1A 迷你磁力搅拌器



功能特征

简易型磁力搅拌器, 调速稳定, 噪音低, 可使溶液在短时间内从静止形成涡流并可长时间连续工作。

技术参数

型号	JB-1A
搅拌容量	0~2000mL
搅拌速度	0~1250rpm
工作面板尺寸	直径145mm
工作面板材质	PC
搅拌棒尺寸	30(长)×7(直径)mm
电源类型	AC 220V/50Hz
外形尺寸	185(直径)×75(高)mm
重量	0.6kg

MS系列加热磁力搅拌器



功能特征

- 高性能磁力搅拌器, 可设定加热温度与搅拌时间
- 按键转速设定, 控制电机由慢至快逐渐增速
- 外置温度探棒, 可浸入目标液体并按设定温度加热或恒温
- 1点偏移校准, 可修正温度值以确保温控准确性

订购信息

- MS200: 搅拌器, 搅拌棒
- MS300/400: 搅拌器, 搅拌棒, 温度探棒

技术参数

型号	MS200	MS300	MS400
搅拌容量	0~2000mL		
搅拌速度	0~1250rpm		
加热功率	—	380W	450W
加热盘温度	—	最大300°C	最大400°C
定时工作范围	0~999分钟		
工作面板尺寸	135(长)×135(宽)mm		
工作面板材质	不锈钢		
显示屏	定制液晶显示屏 (95×35mm)		
电源类型	AC 220V/50Hz		
环境温度	<50°C		
外形尺寸	230(长)×180(宽)×120(高)mm		
重量	2.2kg		