

下表描述了般特仪器各类 pH 电极的应用领域，仅供参考。更多详情，请发送邮件至 banteinstrument@hotmail.com 或添加微信 138 1643 6579 咨询。

样品 / 型号	<u>E201</u>	<u>E202</u>	<u>E203</u>	<u>E205</u>	<u>E206</u>	<u>E207</u>	<u>E208</u>	<u>E209</u>	<u>E210</u>	<u>E211</u>	<u>P11</u>	<u>P16</u>
常规溶液	•		•		•						•	
琼脂											•	
啤酒											•	
奶酪 / 酸奶		•		•								
化妆品											•	
乳霜		•										
面包 / 面团		•		•								
乳制品												
户外应用			•									
鱼制品		•		•								
高温溶液									•			
含氢氟酸溶液								•				
低离子 / 纯水										•		
肉类		•										
微量样品					•							
非水性溶液 / 有机溶剂						•						
膏剂		•										
纸张 / 纺织品		•										
涂料 / 染料 / 印刷油墨		•										
半固体 / 软固体		•		•								
土壤				•								
试管 / 小容器												
含 Tris 缓冲剂溶液												•
蔬菜 / 水果		•		•								
粘性样品		•										
废水							•					